

# droplet<sup>®</sup>

aiguilles pour stylo

## Pour plus de **sécurité** et de **confort**

- › Les aiguilles pour stylo Droplet<sup>®</sup> sont conçues pour répondre à tous vos besoins dans le traitement de votre diabète
- › L'aiguille de grande qualité garantit une injection confortable de l'insuline
- › Les 9 longueurs d'aiguilles différentes vous permettent de choisir l'aiguille adaptée à vos besoins
- › Consultez un professionnel de santé pour choisir les aiguilles pour stylo Droplet<sup>®</sup> idéales



- ✓ Nouvelle conception de fil › Pour mieux s'adapter aux différents stylos à insuline et garantir une injection idéale de l'insuline
- ✓ Méthode de lubrification unique › Pour assurer une pénétration en douceur et minimiser la perception de la douleur
- ✓ Paroi fine › Pour garantir la précision du débit d'insuline et une injection tout en douceur
- ✓ 9 longueurs d'aiguilles différentes › Pour trouver l'aiguille adaptée à vos besoins

# droplet<sup>®</sup>

aiguilles pour stylo

Pour plus de **sécurité**  
et de **confort**

29 G



Aiguilles pour stylo  
29 G (0,33 mm) x 10 mm



Aiguilles pour stylo  
29 G (0,33 mm) x 12 mm

31 G



Aiguilles pour stylo  
31 G (0,25 mm) x 5 mm



Aiguilles pour stylo  
31 G (0,25 mm) x 6 mm



Aiguilles pour stylo  
31 G (0,25 mm) x 8 mm

32 G



Aiguilles pour stylo  
32 G (0,23 mm) x 4 mm



Aiguilles pour stylo  
32 G (0,23 mm) x 5 mm



Aiguilles pour stylo  
32 G (0,23 mm) x 6 mm



Aiguilles pour stylo  
32 G (0,23 mm) x 8 mm

CE 0344

## GÉRER VOTRE DIABÈTE EN TOUTE SÉCURITÉ :

- 1 Consultez un professionnel de santé pour qu'il vous aide à choisir la longueur d'aiguille Droplet<sup>®</sup> et la technique d'injection appropriées.
  - 2 Suivez le mode d'emploi de l'aiguille pour stylo Droplet<sup>®</sup> et de votre stylo injecteur.
  - 3 Après utilisation, remettez le capuchon protecteur externe en place (uniquement dans le cas d'une auto-injection).
  - 4 Éliminez toujours les aiguilles pour stylo usagées conformément à la réglementation locale.
- !** Ne pas réutiliser ni partager les aiguilles pour stylo. Les aiguilles sont à usage unique.

