

droplet[®]

personal lancets



CE 0344

droplet[®] lancettes personnelles

ultra fines et universelles

droplet®

lancettes personnelles

Comfort
MAX

33G

- ComfortMax — nouvelle aiguille plus fine et confort plus grand
- douces — aiguilles recouvertes de silicone
- sûres — stérilisation par rayons gamma
- universelles — compatibles avec la plupart des autopiqueurs



ultra
fines

30G

- ultra fines et précises
- douces — aiguilles recouvertes de silicone pour une application moins douloureuse
- recommandées pour les patients ayant une peau délicate, notamment les enfants
- universelles — compatibles avec la plupart des autopiqueurs disponibles sur le marché



28G

- fines et parfaitement maniabiles
- recommandées pour les adultes et les patients ayant une peau plus épaisse
- universelles — compatibles avec la plupart des autopiqueurs disponibles sur le marché



Autopiqueur Droplet® — conçu spécialement pour un plus grand confort lors de vos analyses sanguines quotidiennes.

- personnalisé — 5 profondeurs de pénétration d'autopiqueur
- sûr — système d'éjection de l'autopiqueur pour le retrait en toute sécurité des lancettes usagées
- universel — compatible avec la plupart des lancettes
- doux — prélèvement doux sans vibration, désormais encore plus confortable avec les lancettes Droplet® 33G

Utilisation optimale avec les lancettes Droplet®



Conséquences des utilisations multiples :

- risque d'infection élevé
- douleur plus intense
- blessure des tissus
- guérison plus lente

usage unique

N'oubliez pas !

Utilisez les lancettes Droplet® **une seule fois** et éliminez-les après utilisation

